

# MOVITA FITS



ALL IN ONE

by  
**elmi**  
reha

## TECHNISCHE DATEN:

Artikel	movita FITS
Fahrgestell	pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
Länge	96 cm
Breite	69 cm
Sitzhöhe	46 – 111 cm
Höhe des Thoraxringes (seitlich)	76 – 145,5 cm
Thoraxring, Umfang	von 70 cm bis 120 cm
Thoraxring und Haltegriff	weicher hautfreundlicher Gummiüberzug
Reifen vorne	Vollgummi für den Innen- und Außenbereich Größe 200 x 50 mm
Reifen hinten	Vollgummi für den Innen- und Außenbereich Größe 400 x 40 mm
Gewicht	31 kg
maximale Tragbarkeit	130 kg

HMV Nr. : 10.46.02.201



## VOLARIS

Volaris Deutschland GmbH  
Geschäftsführer: Michael Schmitz

Rheinstraße 36  
D-51789 Lindlar

Freecall Deutschland/Germany:  
0800 66487851

Freefax Deutschland/Germany:  
0800 66487852

Email: info@volaris-online.de

[www.volaris-online.de](http://www.volaris-online.de)



Fachhändler

# NEU

# MOVITA FITS

ALL IN ONE



by  
**elmi**  
reha



## VOLARIS



# MOVITA FITS



ALL IN ONE

by  
**elmi**  
reha

movita FITS mit Zubehör  
-Fußtrennung-

## MOVITA FITS



**die einzige Gehhilfe,**

die 11 Größen in einem Gerät verbindet

**movita FITS Geh und Stehhilfe** hebt das körperliche und geistige Wohlbefinden. Die aufrechte Haltung stärkt den Körper, die Muskulatur sowie den Organismus und erweitert die Perspektive des Patienten.

**movita FITS** - für innen und außen geeignet - bietet dem Benutzer optimalen Bewegungsfreiraum. Dadurch werden gesellschaftliche und intellektuelle Begabungen besser gefördert. Spielfreude und Fantasie haben freien Lauf. Neue Dimensionen in ihren schönsten Formen. Der Patient hat seine Umgebung besser im Blick und kann die Welt wie jeder andere Mensch erleben. Optimale Mobilität lassen die Benutzer als Gleichberechtigte am Leben teilnehmen und Bewegungsräume erschließen - Vitalität in jedem Lebensalter.

**movita FITS** hebt das somatische und geistige Wohlbefinden. Die aufrechte Haltung stärkt den Körper, die Muskulatur und den Organismus - und erweitert die Perspektive des Kindes. Mobilitätshilfe einsetzbar bei der Rehabilitation von neurologischen und orthopädischen Erkrankungen, geeignet auch zur Kontrakturprophylaxe und Kreislaufmobilisation.

11 GRÖSSEN  
IN NUR EINEM GERÄT

