

# forma workchair



 **EUROFLEX**

# forma<sup>workchair</sup> - Innovativ in Ergonomie und Design

Der neue Euroflex Arbeits- und Therapiestuhl von Eurovema verfügt über aussergewöhnliche ergonomische Eigenschaften. Das Sitzkissen ist in zwei Bereiche unterteilt es wurde eine neue modular auf- und abrüstbare Rückeneinheit hinzugeführt. Neu ist auch der versenkbare Bremshebel, der ein hindernisfreies seitliches Umsetzen ermöglicht. Als Optionen kann der Stuhl mit Zentralbremse für alle Räder oder mit Bremsen ausgerüstet werden, die nur die vorderen Räder blockieren. Die neue Flexbase-Grundeinheit sorgt auch auf unebenen Böden für einen sicheren Stand. Der Stuhl ist standardmässig mit höhenverstellbaren, nach hinten abschwingbaren Armlehnen ausgestattet. Alle Sitzverstellungen können ohne Werkzeug durchgeführt werden, elektrische Verstelloptionen sind als Zubehör verfügbar.



Forma Standardversion mit Standardrücken, in schwarz



Forma Standardversion mit Fussbügel, in blau



Der Forma ist ab Werk mit einem Standard-Rücken ausgerüstet. Als Option kann eine zusätzliche Rückeneinheit Model Comfort (verbessertes Sitzkomfort) oder Active (Erhaltung der Mobilität des Oberen Torso Bereichs) zugerüstet werden.



Das einzigartige Sitzkissen bietet sowohl hohen Sitzkomfort als auch eine gute Ergonomie. Der Standardrücken ist so entwickelt, dass er nur minimalen Druck ausübt und die Hüften optimal unterstützt. Dadurch können Sie den Stuhl im Sitzen leicht bewegen.

## Grundausrüstung

- + Grundeinheit - Flexbase - 100 mm Räder
- + Bremse für beide Hinterräder
- + Sitzhöhenverstellung über Gasdruckfeder
- + Sitz 45x45 cm, schwarz
- + manuelle Sitzwinkelverstellung
- + Standardrücken
- + abschwingbare Armlehnen

## Ausstattungsoptionen (Auswahl):

- + Bremse der Vorderräder
- + 4-Rad-Bremse
- + elektrische Sitzwinkelverstellung
- + elektrische Sitzneigungsverstellung
- + Sitzgrößen 40x40, 40x45, 50x50 cm
- + Arthrodesensitz 45x45 cm
- + Nackenstütze in Verbindung mit active- oder comfort-Rückeneinheit
- + Seitenführungen
- + Soft-Armauflagen
- + Abduktionskeil
- + Inkontinenz-Schutzbezug für Sitz/Rücken
- + Therapietisch
- + Fussbügel durchgehend
- + Fussrasten, auch elektrisch oder manuell winkelverstellbar

## Technische Daten:

Klassifizierung:	Arbeitsstuhl (ISO 180903)
Breite Untergestell	57 cm
Länge Untergestell	61 cm
Gesamtgewicht	22 kg (mit Gasdruckfeder)
Max. Benutzergewicht	140 kg
Sitzbreite zwischen den Armlehnen	38 cm - 52 cm
Sitztiefe	32 cm - 58 cm
Sitzhöhe	45 cm - 59 cm (kurze Gasdruckfeder) 47 cm - 66 cm (lange Gasdruckfeder)
	45 cm - 70 cm (elektrisch Höhenverstellung, lang)
	40 cm - 58 cm (elektrische Höhenverstellung, kurz)
Sitzgrößen (SB x ST)	45 cm x 45 cm / 40 cm x 40 cm / 40 cm x 45 cm / 50 cm x 50 cm / 45 cm x 45 cm Arthrodesensitz
Sitzkantelung	0° - 20° nach vorne (manuell) -20° - 10° (nur mit elektr. Sitzhöhenverstellung)
Rücken, Standard	37 cm x 23 cm
Rücken, Standard/Komfort	38 cm x 44 cm
Rücken, Standard /Aktiv	37 cm x 46 cm
Rückenhöhe, Standard	21 cm - 36 cm
Rückenhöhe, Standard/Komfort	44 cm - 58 cm
Rückenhöhe, Standard /Aktiv	45 cm - 56 cm
Nackenstütze (B x H)	25 cm x 8 cm
Bezugsfarben	Schwarz, Blau
Armlehnenhöhe	19 cm - 25 cm
Armlehnenlänge	31 cm

RvS Eurovema AB reserves the right to make technical changes.



**Eurovema**  
Creates mobility and ergonomics.

art.nr BRO-FORMA-ENG rev:2007-02

Vertretung in Deutschland: Volaris Deutschland GmbH Hauptstr. 43 51789 Lindlar Tel. 0800-66487851 Fax 080066487852