

## VOLARIS PATROL



**Stark im Gelände** - durch extra große Reifen (260 mm Durchmesser) und eine sichere Rahmenlänge.  
**Ebenso geeignet** für Innenräume.

### Sicherheit:

- Anatomisch geformte Handgriffe „Soft Touch“ korrigieren Handstellung und dämpfen durch „Kraton“-Gummieinsätze (TPE/PVC frei) zusätzlich Vibrationen ab
- Griffreliefs an den Fingern
- Innen liegendes Bremskonzept, keine außen stehenden Bremszüge

### Komfort:

- „Comfort Frame“ – Rahmen für leichte, sichere Führung, verhindert Schlingern und gleicht Unebenheiten aus
- 260 mm große Reifen bieten mehr Sicherheit und Komfort auch in unebenem Gelände
- Umfangreiches Zubehör
- Bis 150 kg belastbar
- Geringes Eigengewicht von 8,7 kg

**PRAKTISCH FÜR DEN EINKAUF**

Netzkorb oder Metallkorb inklusive



Qualität aus Schweden



ELCHTEC  
BARRIEREFREI · AKTIV · MOBIL

### Technische Daten:

Eigengewicht: 8,7 kg  
Max. Belastungsgewicht: 150 kg  
Einsatzbereich: Innen und Außen  
Breite: 59 cm + 6 cm  
Radabstand (längs, Achsenmaß) verstellbar: 57 - 83 cm  
Freiraum Sitz Breite: ca. 40,5 cm + 6 cm  
Handgriffhöhe verstellbar: 81 - 107 cm  
Sitzhöhe verstellbar: 51 - 65 cm  
Freiraum Griffe (Breite): 47 cm + 6 cm  
Raddurchmesser: 26 cm  
Radstärke: 3,4 cm  
Breite zusammen geklappt: 27 cm

Armstützen bis 107 cm Griffhöhe einstellbar

AUCH IN XL VERSION

Ihr Fachhändler

ELCHTEC

by

Volaris Deutschland GmbH  
Geschäftsführer: Michael Schmitz

Schlosserstr. 21  
D-51789 Lindlar

Aus Deutschland : 02266 479 43 00

Aus Österreich : 0049 2266 479 43 00

Email: [info@volaris-online.de](mailto:info@volaris-online.de)  
Internet: [www.elchtec.de](http://www.elchtec.de)

VOLARIS



ROUNTOR

PRESENTED BY



ELCHTEC  
BARRIEREFREI · AKTIV · MOBIL

ENTDECKEN SIE DIE  
LEICHTIGKEIT



Besonders **leichter & robuster** Aluminium Rollator für den besonderen Anspruch.

**PRAKTISCH FÜR DEN EINKAUF**

Netzkorb oder Metallkorb inklusive



**Technische Daten:**

- Eigengewicht: **6,9 kg**
- Max. Belastungsgewicht: **150 kg**
- Einsatzbereich: **Innen und Außen**
- Breite: **59 cm**
- Radabstand (längs, Achsenmaß) **74 cm**
- Freiraum Sitz: **ca. 41 cm**
- Handgriffhöhe verstellbar: **76 - 102 cm**
- Sitzhöhe verstellbar: **46 - 60 cm**
- Freiraum Griffe (Breite): **47 cm**
- Raddurchmesser: **20 cm**
- Radstärke: **3,2 cm**
- Breite zusammen geklappt: **27 cm**



Qualität aus Schweden

Hilfsmittelverzeichnis  
Nummer:  
**10.50.04.1151**

**UNSERE ROLLATOREN**

**HABEN VIEL ZU BIETEN**

**Funktionalität:**

- Einfach und platzsparend zusammenlegbar
- Sitzhöhe und Armgriffe ohne Werkzeug und Verschraubung höhenverstellbar
- Lauf- und Feststellbremsen einfach und intuitiv bedienbar

**Sicherheit:**

- Handgriffe in 2 Größen erhältlich
- Integrierter Hand- und Bremsgriff
- Sitzbreite 41cm

**Komfort:**

- „Comfort Frame“ – Rahmen für leichte, sichere Führung, verhindert Schlingern und gleicht Unebenheiten aus
- Umfangreiches Zubehör
- Bis 150 kg belastbar
- Korb, Tasche oder Netzkorb inklusive

Umfangreiches Zubehör bietet noch mehr Vielseitigkeit.

mehr Infos auf unserer Internetseite



**Leicht & flexibel** - durch den nur 50 cm schmalen Rahmen sind Manöver in **engsten Räumen** kein Problem.

**PRAKTISCH FÜR DEN EINKAUF**  
Netzkorb inklusive



**Technische Daten:**

- Eigengewicht: **6,8 kg**
- Max. Belastungsgewicht: **125 kg**
- Einsatzbereich: **Innen und Außen**
- Breite: **53 cm**
- Radabstand (längs, Achsenmaß) **62 cm**
- Freiraum Sitz Breite: **ca. 36 cm**
- Handgriffhöhe verstellbar: **73 - 88 cm**
- Sitzhöhe verstellbar: **43 - 57 cm**
- Freiraum Griffe (Breite): **36 cm**
- Raddurchmesser: **15 cm**
- Radstärke: **3,2 cm**
- Breite zusammen geklappt: **27 cm**



Qualität aus Schweden



**RA mit Unterarmauflage** - wenn Sie eine besondere Stütze benötigen.

**Funktionalität:**

- Einfach und platzsparend zusammenlegbar
- Sitzhöhe und Armgriffe ohne Werkzeug und Verschraubung höhenverstellbar
- Lauf- und Feststellbremsen einfach und intuitiv bedienbar

RA wurde für Benutzer entwickelt, die eine besondere Stütze benötigen oder für die es schwierig ist, einen gewöhnlichen Rollator zu verwenden. RA ist mit einstellbaren Unterarmstützen ausgestattet, welche die Verwendung besonders stabil und sicher machen und einzigartige Einstellmöglichkeiten in allen Richtungen bieten.

Die weichen Räder minimieren die über den Handgriff übertragenen Vibrationen und sind besonders für Personen geeignet, die Schmerzen in den Händen haben oder an Rheuma leiden.

Die RA-Stütze ist in 2 verschiedenen Rahmenhöhen erhältlich. RA basiert auf demselben Comfort Frame™, wie er für alle Volaris-Modelle verwendet wird.

Durch die zusammenfaltbare Konstruktion steht er auch zusammengeklappt stabil auf allen vier Rädern. Der Rollator kann mit einem breiten Zubehörprogramm ausgestattet werden, um die Anforderungen des Nutzers zu erfüllen. Die Verwendung ist im Innen- und Außenbereich zugelassen.

**Technische Daten:**

- Eigengewicht: **12 kg**
- Max. Belastungsgewicht: **125 kg**
- Einsatzbereich: **Innen und Außen**
- Breite: **64 cm**
- Länge: **80 cm**
- Freiraum Sitz Breite: **47 cm**
- Handgriffhöhe verstellbar: **100-125 cm**
- Sitzhöhe verstellbar: **46 - 57 cm**
- Raddurchmesser: **20 cm**
- Radstärke: **3,2 cm**
- Breite zusammen geklappt: **29 cm**



Qualität aus Schweden

Erfüllt die Normen der ISO 11199-3:2005